

“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала ПАО
«Россети Центр» -
«Брянскэнерго»
_____/Поляков С.Л.

01.10.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку тактических аптечек

1. Общая часть.

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» производит закупку тактических аптечек.

2. Предмет закупки.

Поставщик обеспечивает поставку продукции на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

						Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
Филиал	Вид транспорта	Точка поставки	Срок поставки*	Кол-во	Ед. Изм.	ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
Брянскэнерго	Авто/жд	Центральный склад. г. Брянск, пр-т Московский 43.	30 дней	Аптечка тактическая 35 шт.	шт.	21.20.24.170	Преимущество

*в календарных днях, с момента заключения договора

3. Технические требования к продукции

Дата изготовления медицинских изделий должна быть – не ранее 01.06.2026.

Тактическая аптечка должна быть укомплектована медицинскими изделиями в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1.

№	Наименование вложения:	Количество:
1	Жгут кровоостанавливающий турникетного типа	1
2	Жгут кровоостанавливающий Альфа, 1200 мм	1
3	Пакет перевязочный 4 дюйма	1
4	Пакет перевязочный 6 дюймов	1
5	Перчатки нитриловые нестерильные, размер XL пара	2
6	Контейнер с обезболивающим средством № 2	1
7	Повязка противоожоговая гелевая 20 x 30 см.	1
8	Оклюзионный пластырь	2
9	Покрывало спасательное 160 x 210 см.	1
10	Средство гемостатическое на основе хитозана (Гемоспас Био z- сложенный бинт 7,5x150см)	1
11	Средство гемостатическое на основе хитозана Гепоглос 1м x8см	1
12	Ножницы для разрезания повязок и экипировки	1
13	Салфетки с аммиаком	2
14	Лейкопластырь в рулоне 5см x 500 см.	1
15	Маркер перманентный	1
16	Бинт фиксирующий не стерильный (эластичный)	1
17	Карточка пострадавшего новая	1
18	Состав	1
19	Футляр-подсумок	1

Жгут кровоостанавливающий турникетного типа



Назначение: для временной остановки кровотечения из крупных венозных и артериальных сосудов.

Жгут кровоостанавливающий Альфа



Назначение: для временной остановки кровотечения, с застежкой Альфа и рифленной поверхностью.

Длинна – не менее 1200 мм.

Пакет перевязочный индивидуальный 4 дюйма, тактический.

Назначение: для наложения первичной давящей кровоостанавливающей, асептической повязки на рану или ожоговую поверхность, фиксации суставов при растяжениях связочного аппарата.

Герметичная, вакуумная, стерильная упаковка.

Изделие должно быть выполнено по типу эластичного перевязочного полотна со стерильной впитывающей подушкой и состоять из трех элементов: впитывающая подушечка, перевязочный материал (эластичный бинт для создания компрессии) и аппликатором давления и средством для тампонады.

Ширина – не менее 10 см (4 дюйма).



Пакет перевязочный индивидуальный 6 дюймов, тактический.

Назначение: для наложения первичной давящей кровоостанавливающей, асептической повязки на рану или ожоговую поверхность, фиксации суставов при растяжениях связочного аппарата.

Герметичная, вакуумная, стерильная упаковка.

Изделие должно быть выполнено по типу эластичного перевязочного полотна со стерильной впитывающей подушкой и состоять из трех элементов: впитывающая подушечка, перевязочный материал (эластичный бинт для создания компрессии) и аппликатором давления и средством для тампонады.

Ширина – не менее 15 см (6 дюймов).



Перчатки нитриловые нестерильные, размер XL пара



Назначение: для предотвращения контакта с кровью пострадавшего. Являются готовыми изделиями одноразового применения и не подлежат повторному использованию. Надевание нестерильных перчаток не требует применения чрезмерной силы во избежание нарушения их целостности.

Контейнер с обезболивающим средством под два шприц-тюбика с названием средства обезболивания

Назначение: для обезболивания при ранениях и травмах. Нефопам в шприц-тюбике. Количество в контейнере - 2 шт.



Повязка противоожоговая гелевая

Назначение: для оказания первой помощи при ожогах.

Повязка гелевая на текстильной основе для оказания первой помощи при ожогах и лечения ожоговых ран и инфицированных ран стерильная «АППОЛО» на основе полиакрилатного гидрогеля.

Размер повязки – 20х30 см



Окклюзионный пластырь вентилируемый

Назначение: для герметичного закрытия ранений грудной клетки с возможностью разборки клапана для восстановления его работоспособности при его загрязнении и постоянной вентиляции (выпуска лишнего воздуха). Применяется при проникающих ранениях груди (пулевые, осколочные, ножевые ранения и др.) для экстренной герметизации открытых ран грудной клетки и предотвращения развития напряжённого пневмоторакса. Пластырь имеет вентиляционный клапан, обеспечивающий низкое сопротивление потоку воздуха из грудной полости при одновременном предотвращении его попадания внутрь.



Покрывало спасательное 160 x 210 см.



Назначение: для защиты потерпевшего от переохлаждения или перегрева. Защищает от осадков, также применяют в качестве водонепроницаемой подстилки.

Средство гемостатическое на основе хитозана - Гемоспас Био z-сложенный бинт

Назначение: для остановки кровотечения.

Стерильный кровоостанавливающий бинт, упакован в Z-складчатую форму, предназначенный для остановки интенсивного наружного артериального, венозного, капиллярного и смешанного кровотечения.

Размер – не менее 7,5*150 см.



Средство гемостатическое на основе хитозана Гепоглос.

Назначение: Для остановки интенсивного наружного артериального, венозного, капиллярного и смешанного кровотечения.

Средство гемостатическое стерильное Гепоглос в виде бинта.

Размер – не менее 8*100 см



Ножницы для разрезания повязок и экипировки



Назначение: для разрезания обмундирования и обуви в ходе оказания первой медицинской помощи и получения доступа к ране.

Салфетки с аммиаком

Назначение: для ингаляции паров нашатырного спирта при обмороках.



Лейкопластырь в рулоне 5см x 500 см.



Назначение: для фиксации повязок.

Маркер перманентный



Назначение: для фиксации повязок, перевязочных средств всех видов, а также как фиксирующая и компрессирующая повязка для иммобилизации травмированных суставов и поврежденных мягких тканей, для крепления медицинских шин.
Размер – не менее 10*200 см.

[illegible]

Назначение: для нанесения записей о характере и локализации ранений на теле пострадавшего, а также списка оказанной по отношению к ним первой помощи. Крепится на пострадавшем с помощью резинки.

Злобин П.В.